



Be Right™



Soluție de umplere, Referință, KCl saturată (KCi.L), 100 mL

Nr. produs: S21M002

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție de umplere pentru elementul de referință al electrodului, clorură de potasiu (KCl), 3 M, recipient de 50 mL

Specificații

Cantitate:	100 ml
Descriere:	RedRod
Formula:	KCl 3M
Platforma:	Solu#ie
Shelf life:	48 de luni de la data de fabricație
Solution Type:	Reumplere