



Set de bază biogaz, H2S04 Set complet de reactivi, accesorii și electrod

Nr. produs:

X91T100

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Kit care include reactivi, titrant, accesorii și electrod pentru a executa aplicația FOS/TAK cu titratorul Biogaz

Conține electrod, reactivi și accesorii pentru analiza de funcționare a fermentatoarelor de biogaz cu titrator potențiomtric BIOGAS.

Specificații

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	380 mm x 230 mm x 457 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	5 kg
Lungime:	450 mm