



Soluție etalon de clorură de sodiu, 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 ml

Nr. produs: 2971849
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Conductivity standard solution, 100 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 1 \mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C, 49 mg/L ± 0.25 mg/L as Sodium Chloride (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0.5$ mg/L TDS), 500 mL bottle.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C $\pm 1 \mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protect from light)
Descriere:	Clorură de sodiu, 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 ml
Note speciale:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Package settings:	Bottle
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Soluție