



MultiTest kit case (180 x 356 x 188 mm), blue polypropylene

Nr. produs:	4660500
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Specificații

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	180 mm x 356 mm x 188 mm
Înălțime:	7 in
Tipul carcasei:	G