



Be Right™



Vârfuri pipetă, pipetă Tensette 1970001, 0,1-1,0 mL, 1000 buc./pachet

Nr. produs: 2185628

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Efectuați operațiuni de pipetare precise și economice cu pipetele Tensette de la Hach. Pipetele cu un singur canal, cu deplasare de aer sunt disponibile în două modele: cu volume între 0,1-1,0 mL (trepte de 0,1 mL) sau între 1,0-10,0 mL (trepte de 1,0 mL). Selecția volumului cu o simplă răsucire a capului.

Specificații

Cantitate: 1000 per pachet