



Pachet Aplicație Titrare Apă: pH, Alcalinitate & Conductivitate

Nr. produs: AP0002.AT1102

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Pachet Aplicație pentru determinare pH, Alcalinitate și Conductivitate în apă. Potrivit pentru Titralab Seria AT1000, Titrator Automat Modelele AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specificații

Aplicație:	Aplicații Apă
Conținutul cutiei:	Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametru:	pH/Alcalinitate & Conductivitate
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.