



Pachet Aplicație Titrare Apă: pH, Alcalinitate & Duritate (ISE)

Nr. produs: AP0005.AT1222

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pachet Aplicație pentru determinare pH, Alcalinitate și Duritate Calciu & Magneziu în apă. Potrivit pentru Titralab Seria AT1000, Titrator Automat Model AT1222.

Specificații

Aplicație:	Aplicații Apă
Conținutul cutiei:	Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă, recipient din sticlă 1 litru.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	AT1222
Parametru:	pH/Alcalinitate & Duritate
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă, recipient din sticlă 1 litru.