



Pachet Aplicație Titrare Amperometrică : Clor Liber & Total, Dioxid de Clor, Clorit, Sulfit (Autocat)

Nr. produs: AP0007.AT1122
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Pachet Aplicație pentru determinare Clor Liber & Total, Dioxid de Clor, Clorit, Sulfit (Autocat). Potrivit pentru Titralab Seria AT1000, Titrator Automat Modelele AT1122/AT1222.

Specificații

Aplicație:	Aplicații de Mediu
Conținutul cutiei:	Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	AT1122
	AT1222
Parametru:	Clor Liber & Total, Dioxid de Clor, Clorit, Sulfit (Autocat)
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.