



Pachet Aplicație Titrare Karl Fischer: Determinare Conținut de Umiditate

Nr. produs: **AP0014.KF1121**

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Pachet Aplicație pentru determinare Conținut Umiditate (Karl Fischer). Potrivit pentru Titralab Seria KF1000, Titrator Automat Model KF1121.

Specificații

Aplicație:	Aplicații Conținut Umiditate
Conținutul cutiei:	Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	KF1121
Parametru:	Conținut Umiditate (Karl Fischer)
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.