



Pachet de aplicații titrare chimie generală: ORP I=0

Nr. produs: **AP0019.AT1112**

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Pachet de aplicații pentru titrare prag superior ORP, I=0. Potrivit pentru seria Titralab AT1000, model titrator automat AT1112.

Specificații

Conținutul cutiei:	Pachetul de aplicații conține seringă din sticlă, pahare din plastic, bara de agitare magnetică, aplicația pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop pentru sticlă, sticlă de 1l
Garanție:	24 luni
Parametru:	ORP I=0

Conținutul cutiei

Pachetul de aplicații conține seringă din sticlă, pahare din plastic, bara de agitare magnetică, aplicația pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop pentru sticlă, sticlă de 1l