



Pachet de aplicații titrare chimie generică: ORP I#0

Nr. produs: AP0020.AT1112

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Specificații

Conținutul cutiei:	Pachetul de aplicații conține seringă din sticlă, pahare din plastic, bara de agitare magnetică, aplicația pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop pentru sticlă, sticlă de 1l
Garanție:	24 luni
Parametru:	ORP I>0

Conținutul cutiei

Pachetul de aplicații conține seringă din sticlă, pahare din plastic, bara de agitare magnetică, aplicația pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop pentru sticlă, sticlă de 1l