



HQ11D pH-metru digital

Nr. produs:

HQ11D.99.000000

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Produce înlocuitoare sugerate:

- LEV015.98.1110A

Electrochimie digitală cu HQD

Instrument de măsură portabil pentru pH/ORP. Instrument de bază fără electrozi.

Sistemul compus din instrumentul de măsurare digital și electrod combină fiabilitatea, flexibilitatea și utilizarea ușoară. Electrozii INTELLICAL interschimbabili sunt recunoscuți automat și stochează toate datele relevante. Versiunile rezistente, aproape indestructibile, cu mai multe lungimi de cabluri, pentru utilizarea în exterior permit efectuarea de măsurători chiar și în locații neaccesibile în trecut.

Replaced by NEW HQ Series.

Fiabilitate excepțională și manevrare ușoară

Electrozi versatili pentru toate aplicațiile, de ex., apă uzată, apă potabilă, apă tehnologică

Rezultate fiabile din locații de măsurare neaccesibile și pe distanțe mari - chiar și pentru pH

Gestionare completă a datelor GLP

Specificații

Acuratete temperatura:	± 0.3 °C
Autorecunoasterea solutiei buffer:	Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator
Calibrare electrod ORP:	mai multe standarde ORP predefinite (de ex. Zoebell)
Caracteristici GLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Certificarea conformității:	CE, DEEE
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	90 % (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Conținuturi:	Meter Only
Electrod inclus:	None
Evaluare IP carcasa:	IP67
Funcție de blocare monitor:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Garanție:	36 luni

Greutate:	0,323 kg fără baterii
Iluminare de fundal:	#
Instrument:	Portable
Interfață operare:	Tastatură
Intervale/alerte/ reminder calibrare:	Dezactivată, selectabil de la 2 ore la 7 zile
Intrari:	M12 digital (1) pentru sonde INTELLICAL
Jurnal date:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Kit?:	Nu
Limbi interfață utilizator:	engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, olandeză, poloneză, portugheză, turcă, finlandeză, rusă.
Masa de lucru:	cu stativ
Masurare mV:	-1500 - 1500 mV
Masurare mV la citire stabila:	5 moduri de stabilitate diferite
Masurare temperatura:	-10 - 110 °C
Mesaje erori de operare:	Mesaje text complete
Metoda de măsurare:	Probe specific programmed method settings
Model:	HQ11D – pH/1 canal
Monitor:	Detailed mode/Large mode
Operare AC si USB:	Opțional
Parameters:	pH
	ORP
	NA
Parametru:	pH
PC data transfer software :	inclus
pH Accuracy:	± 0,002 pH după calibrare
pH Electrode calibration:	4 punct calibrare
pH Measurement Range:	0 - 14 pH
Printer:	ca accesoriu opțional
Result ID:	marcaj temporar, ID utilizator, ID probă etc.
Rezolutie mV:	0.1 mV
Rezolutie pH:	Selectabilă între 0.001 și 0.1 pH
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Scop alimentare:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Selectie standarde:	Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Standarde de calibrare personalizate:	Opțiune pentru standarde definite de utilizator
Stocare date:	500 records/FIFO

Temperature compensation:	Compensare automată a temperaturii pentru pH
Tip display:	240 x 160 pixeli LCD cu iluminare de fundal
Tip electrod:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications

Conținutul cutiei

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.