



HQ11D Kit pentru instrument digital de măsurare a pH-ului, electrod de pH, lichid, standard, 1 m

Nr. produs:

HQ11D.99.151000

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Digital Electrochemistry with HQD

Instrument de măsură portabil pentru pH/ORP. Instrument cu electrod standard de pH, lichid, cablu de 1 m.

Sistemul compus din instrumentul de măsurare digital și electrod combină fiabilitatea, flexibilitatea și utilizarea ușoară. Electrozii INTELLICAL interschimbabili sunt recunoscuți automat și stochează toate datele relevante. Versiunile rezistente, aproape indestructibile, cu mai multe lungimi de cabluri, pentru utilizarea în exterior permit efectuarea de măsurători chiar și în locații neaccesibile în trecut.

Replaced by NEW HQ Series.

Fiabilitate excepțională și manevrare ușoară

Electrozi versatili pentru toate aplicațiile, de ex, apă uzată, apă potabilă, apă tehnologică

Rezultate fiabile din locații de măsurare neaccesibile și pe distanțe mari - chiar și pentru pH

Gestionare completă a datelor GLP

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

Specificații

Acuratete temperatura:	± 0.3 °C
Autorecunoasterea soluției buffer:	Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator
Calibrare electrod ORP:	mai multe standarde ORP predefinite (de ex. Ziebell)
Caracteristici GLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Certificarea conformității:	Marcaj CE
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	90 % (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC301 Standard Gel pH Electrode, 1 m cable; Singlet pH 4 & 7 Buffer pouches 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Continuturi:	No
Electrod inclus:	PHC30101
Evaluare IP carcasa:	IP67

Funcție de blocare monitor:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Garanție:	36 luni
Greutate:	0,323 kg fără baterii
Instrument:	Portable
Interfață operare:	Tastatură
Intervale/alerte/ reminder calibrare:	Dezactivată, selectabil de la 2 ore la 7 zile
Intrari:	1
Jurnal date:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Kit?:	Da
Limbi interfață utilizator:	engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, olandeză, poloneză, portugheză, turcă, finlandeză, rusă.
Masurare mV:	-1500 - 1500 mV
Masurare mV la citire stabila:	5 moduri de stabilitate diferite
Masurare temperatura:	-10 - 110 °C
Mesaje erori de operare:	Mesaje text complete
Metoda de măsurare:	Probe specific programmed method settings
Model:	HQ11D – pH/1 canal
Monitor:	Detailed mode/Large mode
Operare AC si USB:	Optional
Parameters:	pH
	NA
	NA
Parametru:	pH/Oxydo Reduction Potential (ORP)
PC data transfer software :	Utilitar pentru transferul datelor HQD
pH Accuracy:	± 0,002 pH după calibrare
pH Electrode calibration:	4 punct calibrare
pH Measurement Range:	0 - 14 pH
Printer:	ca accesoriu opțional
Result ID:	marcaj temporar, ID utilizator, ID probă etc.
Rezolutia conductivitatii:	0,01 µS/cm cu 2 cifre
Rezolutie mV:	0.1 mV
Rezolutie pH:	Selectabilă între 0.001 - 0.1 pH
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Scop alimentare:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC301 Standard Gel pH Electrode, 1 m cable; Singlet™ pH 4 & 7 Buffer pouches 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Selectie standarde:	Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator
Sensor A:	PHC30101 (1 m)
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: PHC30101
	Sensor B: NA
	Sensor C:

Standarde de calibrare personalizate:	Opțiune pentru standarde personalizate
Stocare date:	500 records/FIFO
Temperature compensation:	Compensare automată a temperaturii pentru pH
Tip display:	245 x 160 pixeli LCD cu iluminare de fundal
Tip electrod:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Field Measurements

Conținutul cutiei

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC301 Standard Gel pH Electrode, 1 m cable; Singlet pH 4 & 7 Buffer pouches 10 of each; quick-start guide and user manuals.