



Addista Etalon pentru un singur parametru, pentru testul cuvetă pentru AOX LCK390

Nr. produs: LCA390

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Sistem standard de control pentru asigurarea calității analitice (AQA), pentru testul cuvetă pentru AOX

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Etalon ADDISTA pentru un singur parametru, pentru testul cuvetă pentru AOX LCK390
Parametru:	AOX
Platforma:	LCA