



## Addista Etalon pentru un singur parametru, pentru testul cuvetă pentru BOD LCK555

**Nr. produs:**

LCA555

RON Preț (fără TVA):  
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Sistem standard de control pentru asigurarea calității analitice (AQA), pentru testul cuvetă pentru BOD

---

### Specificații

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Concentrație:           | 200 mg/L O <sub>2</sub>                   |
| Condiții de depozitare: | 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)        |
| Descriere:              | Soluție etalon pentru un singur parametru |
| Parametru:              | BOD                                       |
| Platforma:              | LCA                                       |