



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs:	LCA700
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

- LCK304 Amoniu, 0,015-2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

- LCK311 Clorură, 1-70 mg/L Cl

- LCK228 Potasiu, 5-50 mg/L K

- LCK328 Potasiu, 8-50 mg/L K

- LCK348 Fosfat (orto), 0,5-5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

- LCK414 / LCK1414 COD, 5-60 mg/L O_2

- LCK238 Laton, 5-40 mg/L TN_b

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA