



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA701

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

<TableBullet/>LCK306 Plumb, 0,1-2,0 mg/l Pb

<TableBullet/>LCK321 Fier, 0,2-6,0 mg/l Fe

<TableBullet/>LCK329 Cupru, 0,1-8,0 mg/l Cu

<TableBullet/>LCK337 Nichel, 0,1-6,0 mg/l Ni

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/l SO₄

<TableBullet/>LCK360 Zinc, 0,2-6,0 mg/l Zn

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA