



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA702
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

<TableBullet/>LCK301 Aluminiu, 0,02-0,5 mg/l Al

<TableBullet/>LCK308 Cadmiu, 0,02-0,3 mg/l Cd

<TableBullet/>LCK313 Crom (VI), 0,03-1,0 mg/l Cr

<TableBullet/>LCK313 Crom (total), 0,03-1,0 mg/l Cr

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/l SO₄

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA