



Be Right™



Soluție etalon Addista pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA704

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testarea calității apei. Cum vă asigurați că rezultatele analizelor dvs. sunt întotdeauna corecte?

Sistem pentru asigurarea calității analitice (AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabil pentru testele cuvetă:

LCK153 Sulfat, 40-150 mg/l SO₄

LCK305 Amoniu, 1-12 mg/l NH₄-N

LCK311 Cloruri, 1-70 mg/l Cl

LCK314 COD, 15-150 mg/l O₂

LCK340 Nitrat, 5-35 mg/l NO₃-N

LCK349 Fosfat (orto), 0,05-1,5 mg/l PO₄-P

LCK385 TOC, 3-30 mg/l C

Încredere în rezultate

Documentarea continuă a măsurilor pentru asigurarea calității analitice folosind sistemul Addista certifică acuratețea rezultatelor testărilor apei pe care le realizați.

Complexitate redusă

Fiecare soluție Addista etalon conține mai mulți parametri. Acest lucru reduce în mod semnificativ numărul de sticle cu etaloane cu un singur parametru din laboratorul dvs.

Mai puține surse de eroare

Soluțiile Addista sunt gata de utilizare cu testul cuvetă LCK de la Hach. Deoarece nu este necesară diluarea, se economisește timp de lucru și se elimină erorile atunci când se analizează soluțiile etalon.

Specificații

Condiții de depozitare:

2 - 8 °C (a se păstra la frigider)

Descriere:

Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli

Platforma:

LCA

Shelf life:

19 luni de la data de fabricație