



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs:	LCA705
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

<TableBullet/>LCK014 COD, 1.000-10.000 mg/l O₂

<TableBullet/>LCK302 Amoniu, 47-130 mg/l NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 Clorură, 1-70 mg/l Cl

<TableBullet/>LCK387 TOC, 300-3000 mg/l C

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA