



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA708

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

<TableBullet/>LCK338 LATON, 20-100 mg/l TN_b

<TableBullet/>LCK514 COD, 100-2000 mg/l O₂

<TableBullet/>LCK350 Fosfat (total), 2-20 mg/l PO₄-P

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA