



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA709

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele cuvetă

<TableBullet/>LCK138 LATON, 1-16 mg/l TN_p

<TableBullet/>LCK614 COD, 50-300 mg/l O₂

<TableBullet/>LCK349 Fosfat (total), 0,05-1,5 mg/l PO₄-P

<TableBullet/>LCK342 Nitrit, 0,6-6,0 mg/l NO₂-N

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli
Parametru:	ADDISTA
Platforma:	LCA