



Standard Addista cu parametri combinați, NIST, apă uzată, domeniu mare

Nr. produs: LCA720
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Standard cu parametri combinați pentru controlul calității pentru parametrii apelor uzate, domeniu mare. Componentele soluției standard pot fi urmărite la SRM de la NIST (excepție: Amoniu).

Aplicabil pentru testele cuvetă

- LCI400 COD (formulă ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC400 COD (formulă ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC114, LCK114 COD, 150-1000 mg/L O₂
- APC303, LCK303 Amoniu, 2-47 mg/L NH₄-N
- APC338, LCK338 Azot total, 20-100 mg/L TN_b
- APC340, LCK340 Nitrat, 5-35 mg/L NO₃-N
- APC350, LCK350 Fosfat, 2-20 mg/L PO₄-P

Încredere în rezultate

Documentarea continuă a măsurilor pentru asigurarea calității analitice folosind sistemul Addista certifică acuratețea rezultatelor testărilor apei pe care le realizați.

Complexitate redusă

Fiecare soluție Addista etalon conține mai mulți parametri. Acest lucru reduce în mod semnificativ numărul de sticle cu etaloane cu un singur parametru din laboratorul dvs.

Mai puține surse de eroare

Soluțiile Addista sunt gata de utilizare cu testul cuvetă LCK de la Hach. Deoarece nu este necesară diluarea, se economisește timp de lucru și se elimină erorile atunci când se analizează soluțiile etalon.

Specificații

Condiții de depozitare: 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Platforma: LCA