



## Test cuvetă pentru ortofosfat 1,6-30 mg/l PO<sub>4</sub>-P

Nr. produs:

LCK049

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



### Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantităților mai reduse de substanțe chimice.

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

---

## Specificații

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 15 - 25 °C                       |
| Descriere:              | Ortofosfat                       |
| Domeniu de măsurare:    | 1,6 - 30 mg/L PO <sub>4</sub> -P |
| Domeniu de măsurare :   | 5 - 90 mg/L PO <sub>4</sub>      |
| Instrument:             | DR3900, DR6000, DR1900           |
| Numar teste:            | 25                               |
| Nume metoda:            | Vanadat-molibdat                 |
| Parametru:              | Fosfat, orto                     |
| Platforma:              | LCK                              |