



Test cuvetă COD pentru probe cu încărcături ridicate de cloruri

Nr. produs:

LCK1014

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Interval de măsurare: 100-2000 mg/l O₂

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată.

Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Consum chimic de oxigen
Domeniu de măsurare:	100 - 2000 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parametru:	COD (for samples up to 4000 mg/L Chloride)
Platforma:	LCK
Truecal:	Da