



Test cuvetă pentru băi de acid cromic 0,5-450 g/l CrO₃

Nr. produs:

LCK213

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Băi de cromare acide, băi de cromare galvanice
Domeniu de măsurare:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Domeniu de masurare :	50 - 450 g/L CrO ₃
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Culoarea intrinsecă a băilor
Parametru:	Acid cromic
Platforma:	LCK