



Test cuveta pentru bai de cuprare acide 2-100 g/l Cu

Nr. produs:

LCK229

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Băi de cuprare acide
Domeniu de măsurare:	2 - 100 g/L Cu
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Culoarea intrinsecă a băii
Parametru:	Cupru
Platforma:	LCK