



Test cuvetă pentru unități de amăreală (MEBAK) ≥ 2 BU

Nr. produs:

LCK241

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Asigurați-vă că aromele (gradele de amăreală) sunt exact ceea ce intenționați să obțineți prin măsurarea Unităților Internaționale de Amăreală.

Pentru utilizarea împreună cu spectrofotometrul Hach DR6000. LCK241 vă oferă posibilitatea de a măsura Unitățile Internaționale de Amăreală cu mai puțină bătaie de cap și fără deșeurile chimice. În plus, aceste cuvete furnizează rezultate de înaltă calitate, fără potențiale influențe externe. Acestea sunt concepute pentru a simplifica analiza berii, cu rezultate precise, de fiecare dată.

Caracteristicile includ:

Teste cuvetă pre-dozate, de înaltă precizie, gata de utilizare

Reducerea erorilor datorită cuvetelor prevăzute cu coduri de bare

Tehnologie RFID pentru a documenta perioada de valabilitate a cuvetelor și a asigura trasabilitatea analizelor

Nu este necesar un reactiv blanc

Tehnica inovatoare pentru cuvetă și reactiv

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	≥ 2 Bitter units
Instrument:	DR6000
Numar teste:	25
Nume metoda:	MEBAK II
Parametru:	Unități de amăreală
Platforma:	LCK
Standard method:	MEBAK