



Test cuvetă pentru dicetone vicinale 0,015-0,5 mg/kg diacetil

Nr. produs:

LCK242

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Evită aromele străine în bere și protejează calitatea produsului prin măsurarea VDK (dicetone vicinale).

Pentru utilizarea împreună cu spectrofotometrul Hach DR6000. LCK242 vă oferă posibilitatea de a testa prezența VDK cu mai puțină bătaie de cap și fără deșeurile chimice. În plus, aceste cuvete furnizează rezultate de înaltă calitate, fără potențiale influențe externe. Acestea sunt concepute pentru a simplifica analiza berii, cu rezultate precise, de fiecare dată.

Caracteristicile includ:

Teste cuvetă pre-dozate, de înaltă precizie, gata de utilizare

Reducerea erorilor datorită cuvetelor prevăzute cu coduri de bare

Tehnologie RFID pentru a documenta perioada de valabilitate a cuvetelor și a asigura trasabilitatea analizelor

Nu este necesar un reactiv blanc

Tehnica inovatoare pentru cuvetă și reactiv

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	0,015 - 0,5 mg/kg Diacetil
Instrument:	DR6000
Numar teste:	25
Nume metoda:	MEBAK II
Parametru:	Dicetone vicinale (VDK)
Platforma:	LCK