



Test cuvetă pentru amoniu 0,015-2,0 mg/l NH₄-N

Nr. produs:

LCK304

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Amoniu liber
Domeniu de măsurare:	0.015 - 2.0 mg/L NH ₄ -N
Domeniu de măsurare :	0,02 - 2,5 mg/L NH ₄
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parametru:	Amoniu
Platforma:	LCK
Truecal:	Da