



Test cuvetă pentru plumb, 0,1-2,0 mg/l Pb

Nr. produs:

LCK306

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Note speciale:	Pentru digestia plumbului total utilizați CRACK SET LCW902
Numar teste:	25
Nume metoda:	PAR
Parametru:	Plumb
Platforma:	LCK