



## Test cuveta pentru cadmiu, 0,02-0,3 mg/l Cd

Nr. produs:

LCK308

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



### Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

## Specificații

Condiții de depozitare: 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)

Domeniu de măsurare: 0,02 - 0,3 mg/L Cd

Instrument: DR3900, DR6000, DR1900

Note speciale: Pentru îndepărtarea ionilor interferenți de calciu și/sau magneziu (până la 5000 mg/l) utilizați setul de separare a calciului LCW903, înainte de determinarea cadmiului

cu LCK308. Pentru digestia cadmiului total utilizați CRACK SET LCW902.

Numar teste: 25

Nume metoda: Cadion

Parametru: Cadmiu

Platforma: LCK