



Test cuvetă pentru clor/ozon/dioxid de clor

Nr. produs:

LCK310

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Clor liber/total, dioxid de clor și ozon
Domeniu de măsurare:	0.05 - 2.0 mg/L Cl ₂
Domeniu de măsurare :	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24
Nume metoda:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Parametru:	Clor/Ozon/Dioxid de clor
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 7393-2