



Test cuvetă pentru cianură 0,01-0,6 mg/l CN

Nr. produs:

LCK315

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Cianură liberă
Domeniu de măsurare:	0.01 - 0.6 mg/L CN
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Acid barbituric-piridină
Parametru:	Cianură
Platforma:	LCK