



Test cuveta pentru activitatea nămolului (TTC)

Nr. produs:

LCK318

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C
Descriere:	Test de monitorizare pentru activitatea nămolului (TTC-SA) sau pentru activitatea reziduală a nămolului (TTC-RA)
Domeniu de măsurare:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Domeniu de masurare :	0 - 500 % Activitatea reziduală (RA)
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Nume metoda:	DIN 38412-3
Parametru:	Activitatea nămolului
Platforma:	LCK

Accesorii necesare

- Set de filtrare prin membrane cu 50 de filtre membranare, 1,2 µm (Item LCW904)
- Kit de accesorii, activitatea nămolului (Item LZC918)