



Test cuvetă pentru cianură (ușor eliberabilă) 0,03-0,35 mg/l CN⁻

Nr. produs:

LCK319

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantităților mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurătorilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	ușor eliberabil
Domeniu de măsurare:	0.03 - 0.35 mg/L CN
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Metoda Hach
Parametru:	Cianură
Platforma:	LCK