



Test cuvetă pentru formaldehidă 0,5-10 mg/L H₂CO

Nr. produs: LCK325

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0.5 - 10 mg/L H ₂ CO
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Acetilacetona
Parametru:	Formaldehidă
Platforma:	LCK