



Test cuveta pentru duritatea apei 1-20 °dH

Nr. produs: LCK327

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Duritatea apei, calciu/magneziu
Domeniu de măsurare:	1 - 20 °dH Grad duritate
Domeniu de masurare :	5 - 100 mg/L Ca
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Metalfaleină
Parametru:	Duritatea apei
Platforma:	LCK