



Test cuvetă pentru cupru, 0,1-8,0 mg/l Cu

Nr. produs: LCK329

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da, pentru cuprul total
Note speciale:	Pentru digestia cuprului total utilizați CRACK SET LCW902.
Numar teste:	25
Nume metoda:	Acid disulfonic batocuproină
Parametru:	Cupru
Platforma:	LCK