



Laton Test cuvetă pentru azot total 20-100 mg/L TN_b

Nr. produs:

LCK338

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurătorilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Azot total legat
Domeniu de măsurare:	20 - 100 mg/L TN _b
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Parametru:	Azot total (Laton)
Platforma:	LCK
Standard method:	EN ISO 11905-1 Digestie cu peroxodisulfat
Truecal:	Da