



## Test cuvetă pentru fenoli, 0,05-5,0 mg/L

Nr. produs:

LCK345

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



**Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.**

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

**Valori exacte și sigure ale măsurărilor**

**Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi**

**Dozare simplă și fără erori a reactivilor**

**Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru**

**Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori**

---

### Specificații

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 15 - 25 °C                       |
| Domeniu de măsurare:    | 0.05 - 5 mg/L Fenoli             |
| EPA compliant:          | N/A                              |
| Instrument:             | DR3900, DR6000, DR1900           |
| Numar teste:            | 24 (testul include soluție zero) |
| Nume metoda:            | 4-nitroanilină                   |
| Parametru:              | Fenoli                           |
| Platforma:              | LCK                              |