



Test cuvetă pentru fenoli, 5-150 mg/L

Nr. produs:

LCK346

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	5 - 150 mg/L Fenoli
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24 (testul include soluția zero)
Nume metoda:	ISO 6439-1990, DIN 38409 H16
Parametru:	Fenoli
Platforma:	LCK