



Test cuveta pentru fosfat (orto/total) 0,05-1,5 mg/l PO₄-P

Nr. produs:

LCK349

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Gata pentru a fi folosit, pentru siguranță maximă, manevrare și evaluare fotometrică ușoară, fără impact negativ asupra mediului, aprobat pentru limitele acceptate.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Ortofosfat/Fosfor total
Domeniu de măsurare:	0.05 - 1.5 mg/L PO ₄ -P
Domeniu de masurare :	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	pentru P total
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Parametru:	Fosfat, orto și total
Platforma:	LCK
Standard method:	EN ISO 6878
Truecal:	Da