



## Test cuvetă pentru argint, 5-2500 mg/L Ag

Nr. produs:

LCK355

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



### Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

## Specificații

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)                                   |
| Descriere:              | două intervale de măsurare: (I) 5-400 mg/l Ag, (II) 400-2500 mg/l Ag |
| Domeniu de măsurare:    | 5 - 400 mg/L Ag (I)                                                  |
| Domeniu de măsurare :   | 400 - 2500 mg/L Ag (II)                                              |
| EPA compliant:          | N/A                                                                  |
| Instrument:             | DR3900, DR6000, DR1900                                               |
| Numar teste:            | 25                                                                   |
| Nume metoda:            | Metoda Hach                                                          |
| Parametru:              | Argint                                                               |
| Platforma:              | LCK                                                                  |