



Test cuveta pentru staniu, 0,1-2 mg/l Sn

Nr. produs:

LCK359

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Staniu solubil
Domeniu de măsurare:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	da
Note speciale:	Termenul „staniu solubil” este înțeles ca referindu-se la compuși complecși sau nedizolvați ai staniului (de ex. complexul staniu-NTA) care pot fi convertiți la forma dizolvată în mediu de acid clorhidric, în prezența unui agent oxidant. Ioni de staniu dizolvați (II) și (IV)
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Pyridinfluoron (PYF)
Parametru:	Staniu
Platforma:	LCK