



Test cuvetă pentru zinc, 0,2-6,0 mg/l Zn

Nr. produs:

LCK360

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	da, pentru zincul total
Note speciale:	Pentru digestia zincului total utilizați Crack Set LCW902
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	PAR
Parametru:	Zinc
Platforma:	LCK