



Capacitate acidă-KS_{4,3}, test cuvetă, 0,5-8,0 mmol/l

Nr. produs: LCK362

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	KS _{4,3} /Carbonat de calciu CaCO ₃
Domeniu de măsurare:	0.5 - 8.0 mmol/L
Domeniu de masurare :	25 - 400 mg/L CaCO ₃
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Metoda Hach
Parametru:	Capacitate acidă
Platforma:	LCK