



Test cuvetă pentru TOC (metoda diferenței) 60-735 mg/l C

Nr. produs:

LCK381

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantităților mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Carbon organic total
Domeniu de măsurare:	60 - 735 mg/L C
Domeniu de măsurare :	TC 75 - 750 mg/L C
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Yes
Numar teste:	25
Nume metoda:	DIN 38409-H3
Parametru:	TOC
Platforma:	LCK