



Test cuveta pentru carbonat/dioxid de carbon 55-550 mg/l CO₂

Nr. produs:

LCK388

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, pentru siguranță maximă, manevrare ușoară și evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	55 - 550 mg/L CO ₂
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	da
Numar teste:	25
Nume metoda:	Indicator de pH
Parametru:	Carbonat/dioxid de carbon
Platforma:	LCK