



Test cuvetă pentru AOX, 0,05-3,0 mg/l

Nr. produs:

LCK390.00

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea fotometrică a halogenilor organici adsorbabili. Ușor de utilizat, ambalat într-o cutie complet echipată.

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Halogeni organici adsorbabili
Domeniu de măsurare:	0.05 - 3.0 mg/L AOX
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24
Nume metoda:	DIN EN ISO 9562
Parametru:	AOX
Platforma:	LCK